

バイオフィルム 除去!!

快適次世代 パウダークリーニング



管理医療機器 医療機器認証番号 229ALBZX00017A01 特定保守管理医療機器

各種補綴装置へのメンテナンスにお困りの方…
 歯周ポケット内のクリーニングにお悩みの方…
 ぜひご参加ください♪



講義

「パウダークリーニング」パウダーの種類と使い分け
 「超音波スケーラー」チップの選択と適切な当て方

実習

メルサージュ エピック 2in1 を使った実習をします。
 様々な種類のパウダー、スケーラーチップ、インスツルメントを使用します。



体験

メルサージュ セルフケア歯磨剤体験
 「あの患者様にすすめてくれるかな？」など想像しながらお試しいただけます。
 その他にも診療に役立つ製品を色々ご覧いただけます！



日時：2024年7月25日(木)13:30～16:00

講師：株式会社 松風 歯科衛生士

対象者：歯科衛生士

会場：(株)松風 大阪営業所 大阪府吹田市広芝町 19-27

定員：8名

受講料：無料

地下鉄御堂筋線をご利用の場合
 江坂駅下車 南へ徒歩 8 分

お申込みはコチラから



締切：7/16(木)



MERSSAGE
E-PICK 2in1

メルサージュ エピック 2in1



仕上げ研磨は必要なし
歯面清掃を時短化する
グリシンパウダーを使用した
快適パウダーメンテナンス



アクセス性と安全性
やわらか専用ノズルで
安心の縁下デブライドメントを

ターゲットはバイオフィルム

天然歯から各種補綴・矯正装置
歯肉縁上から歯周ポケット内のアプローチを
この1台で快適にサポートします


臨床の可能性を広げる
エピック専用チップをラインナップ

歯面の状態を手指に伝える
安定した振動が
術者の思い通りの
スクレーピングを可能に



着脱式チャンバーと
約4.5秒のオートクリーニングで
つまり予防&トラブル軽減

テーブルトップ型が
高い清掃力と操作性を担保



メルサージュエピック 2in1 を ご使用中の方のご感想

患者さんが通いたくなるメンテナンスプログラムとして低侵襲かつ快適さを外すことはできません。メンテナンス、クリーニングの主流になりつつあるのがパウダークリーニングだと思います。



パウダーメンテナンスを導入することで
チェアタイムを短縮しながらも、スピーディーかつ
効率的なバイオフィルムの除去の成果を得ることが
でき、結果的に予防業務システムにまで変化を
もたらしました。

